



# MEDISEPT

Īsta dezinfekcija!



## Velox® Wipes

### Spirtu saturošas salvetes medicīnisko ierīču un virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Velox® Wipes salvetes ir īpaši ieteicamas neinvazīvo medicīnisko ierīču tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai: medicīniskajām gultām un krēsliem, citām medicīnas iekārtām. Ieteicams arī zobārstniecības uzgaļu dezinfekcijai pirms sterilizācijas procesa.

#### Produkta priekšrocības:

- Iedarbojas jau 30 sekundēs uz baktērijām, sēnītēm, tuberkulozes mikobaktērijām, apvalkotajiem vīrusiem, Adeno, Rota vīrusiem.
- Ieteicams aprīkojumam, medicīnas iekārtām, rehabilitācijas iekārtām, zobārstniecības uzgaļiem, medicīniskajām lampām, pacientu gultām.
- Tādu medicīnisko ierīču virsmu dezinficēšanai, kuras nonāk saskarē ar pārtiku.
- Augsta materiālu tolerance, tajā skaitā pret ABS plastmasu un polsterējuma materiāliem.
- Neausts salvešu materiāls, izmērs: 13x20 cm; 23 g/m<sup>2</sup>.

#### Ieguvumi lietotājam:

- Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.
- Augsts infekcijas riska samazinājums.
- Ātri tīra un dezinficē virsmas.
- Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.
- Rada atsvaidzinošu efektu.
- Ekonomiska lietošana.



Mitrās salvetes



Iedarbojas pret  
Adeno un Rota  
vīrusiem



Neinvazīvām  
medicīnas ierīcēm



Iedarbojas  
30 sekundēs

## Pielietošana:

Velox® salvetes ir īpaši ieteicamas neinvazīvo medicīnisko ierīču tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai: medicīniskajām gultām un krēsliem, citām medicīnas iekārtām. Ieteicamas arī zobārstniecības uzgaļu ātrai dezinfekcijai pirms sterilizācijas. Produkts nesatur aldehīdus un fenolus un nebojā dezinficējamās virsmas. Pateicoties inovatīvai formulai un virsmaktīvo vielu un nano-micellu sinerģijai, produktam ir plašs dezinficējošo īpašību un unikāls tīrīšanas īpašību spektrs. Produkts ir saņēmis pozitīvas atsauksmes no slaveniem medicīnas iekārtu ražotājiem. Produktam piemīt patīkama svaiga smarža.

Iedarbības spektrs	Standarti atb. EN 14885	Apstākļi	
		tīri	netīri
Baktērijas (t.sk. MRSA)	EN 1276, EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Sēnītes (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	60 sek.
	EN 13624	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Mikobaktērijas (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Apvalkotie vīrusi (HIV, HBV, HCV, Gripas vīrusi, Ebola, Vaccina, BVDV,)	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Rota vīruss	EN 14476	30 sek.	
Adenovīruss	EN 14476	60 sek.	

## Lietošanas metode:

Ievietojiet kārbā salvešu iepakojumu (rezerves iepakojumu). Izņemiet vienu salveti no kārbas un noslaukiet tīrāmo un dezinficējamo virsmu. Aizveriet kārbas vāciņu. Izlietojiet salvetes 21 dienas laikā pēc iepakojuma atvēršanas. Nelietojiet salvetes, ja tās ir kļuvušas sausas. Nelietot virsmām, kuras ir jutīgas pret spirtu (piemēram, akrila stikls). Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

## Sastāvs: 100 salvetes satur :

100 gab. salvetes satur 173 g šķidruma.

## 100g šķidruma satur:

40g propān-2-ola; 20g etanola; 0,39g Amīnu, N-C12-14 (pāra skaitļa)-alkiltrimetilēndi-, reakcijas produktus ar hloretilskābi; 0,25g Didecildimetilamonija hlorīdu

## Pieejamie iepakojumi:

Kārba, 100 salvetes.  
Rezerves iepakojums, 100 salvetes.



Produkts ir IIa klases medicīnas ierīce, kas paredzēta neinvazīvai dezinfekcijai un atbilst EP direktīvai 93/42 Par medicīnas ierīcēm un Lāvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Drošības datu lapa un informācija par sastāvdaļām pieejama: [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)

**CE 2274**