

Silonda®

Kopšana ar mitrumu

⇒ Jūtīgai ādai

⇒ Satur bišu vasku

Silonda® uztur un regulē ādas mitruma līmeni, it īpaši pēc biežas mazgāšanas un dezinfekcijas. Ātras iedarbības mitruma regulatori droši aizkavē ādas kairinājuma rašanos.

Mūsu piedāvājums	Jūsu ieguvums
⇒ Dažādu eļļu kombinācija ar ārstējošu efektu	⇒ Ādas mitruma un tauku līmeņa regulācija
⇒ Bišu vaska piedeva	⇒ Ādas aizsardzība un kopšana
⇒ Emulsija <i>eļļa ūdenī</i>	⇒ Patīkami dzesē un atsvaidzina pēc termoterapijas, infrasarkano vai ultravioleto staru terapijas. Viegli iztīrīt no drēbēm, neatstājot traipus.
⇒ Sastāvdaļas ar tūlītēju efektu	⇒ Pēc lietošanas neatstāj traucējošus traipus (piem., uz rtg-uzņēmumiem vai hromētām detaļām).
⇒ Ekonomiski efektīvas sastāvdaļas	⇒ Ekonomiska pielietošana
⇒ Ērta pudele	⇒ Ērta dozatoru un sienas dispenseru lietošana

Sastāvdaļas (INCI)

Aqua, Paraffinum Liquidum, Propylene Glycol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Triethanolamine, Carbomer, Cera Alba, Parfum, Methylparaben, Propylparaben.

Lietošanā piemērots visiem ādas tipiem, ādas kopšanai darbā un brīvajā laikā, īpaši piemērots sausai un jūtīgai ādai.

Pielietošanas joma	Ieteicamā lietošana
⇒ Ādas kopšana pēc higiēniskās un pirms ķirurģiskās dezinfekcijas	⇒ Regulāri ieziež rokas un ķermeni ar Silonda®
⇒ Ādas kopšana pēc termoterapijas, infrasarkano un ultravioleto staru terapijas, pēc vannām.	⇒ Nedaudz uztriež un viegli ierīvē ādā
⇒ Pacienti un bērnu kopšanā	
⇒ Profesionāli noslogotai ādai	

Pieejamās Silonda® iepakojuma formas

500 ml dispensera pudele	24 x 500 ml
75 ml tūbiņa	50 x 75 ml

Vienkāršai, higiēniskai dozēšanai mēs iesakām mūsu sienas dispenseru:

Dermados®-S sienas dispensers	GSN 2 NP
--------------------------------------	----------

Atzinumi

Pēc pieprasījuma labprāt nodosim mūsu atzinumus Jūsu rīcībā